

Analyseur multifonction pour Concentrateur d'oxygène



Le précise 1100s est un analyseur d'oxygène multifonctions dédié aux différentes mesures d'un concentrateur d'oxygène. Il est parfaitement adapté pour une utilisation technique de laboratoire ou de terrain. Son ergonomie et son design novateur lui confèrent une prise en main immédiate.

PRECISE 1100S

By *medicap*

- ✓ **Simple d'utilisation**
- ✓ **Pas de calibration**
- ✓ **Rétro éclairage**
- ✓ **Différentes unités de mesure**

Spécifications techniques

Dimensions	190mmx 80mmx 30mm
Poids	375g
Alimentation	Chargeur externe Batterie interne rechargeable (3 batteries NiMH)
Affichage	Ecran graphique LC Éclairage arrière Bleu
Température d'utilisation	15°C – 35°C
Mesure de Pression	0 – 2,0 bar, +/- 1% 0 – 1500 mmHg, +/- 1% 0 – 29 Psi, +/- 1%
Mesure débit oxygène	0 – 7,0 l/min ; +/- 0,3 l/min
Mesure O2	70 – 98,0 Vol.%, +/-2%



Désignation	Référence
Precise 1100S (batteries incluses)	221.000
Chargeur externe	221.001
Sac de transport	221.005
Raccord tétine 9/16	6047