



Quel modèle Z1 vous correspond le mieux ?

Z1 Fixe

Z1 Auto

Mode pression fixe	●	●
Mode ajustement automatique de la pression		●
Option arrêt automatique	●	
Option démarrage/arrêt automatique		●
Utilisation approuvée en vol	●	●
Capacité de données pour PC	●	●
Capacité de données pour mobile		●
Plage de pression de 4 à 20 cm H ₂ O	●	●
Démarrage de 0 à 45 minutes	●	●
Option Z-Breathe® Comfort	●	●
Qtube compris*	●	●
Fonctionne avec tout type de masque	●	●
Ajustement automatique de la tension Pour tous les pays (100 à 240 V)	●	●
Poids : Z1 Auto : 299 g, Z1 Fixe : 292g		
Dimensions : 16,5 x 8,4 x 5,1 cm		

© 2019 Breas Medical – Tous droits réservés. Breas Medical se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications et options indiquées ici, ou d'arrêter le produit décrit à tout moment sans préavis ni obligation. Contactez votre représentant Breas pour obtenir les informations les plus récentes. Breas et le logo Breas sont des marques déposées de Breas Medical AB. COR-SAL-MAR-001112-Rev5

BREAS

Breas Medical AB · Företagsvägen 1 · SE-435 33 Mölnlycke · Suède
Téléphone +46 31 86 88 00 · breas.com

PowerShell® : solution de voyage avec batterie entièrement intégrée. L'option PowerShell® est une solution de PPC avec batterie entièrement intégrée et une autonomie d'une nuit complète. Sans branchement.



Spécifications de la batterie

Capacité de la batterie	99,4 Wh
Température de fonctionnement	5° à 35°C

Batteries modulaires

Vous avez besoin d'autonomie supplémentaire ? Achetez un autre module de batteries. Installez. Profitez.



Application mobile Nitelog™ Uniquement pour le Z1™ Auto

Vos données de sommeil vous intéressent ? Téléchargez l'application Nitelog™ sur iTunes App Store® ou Google™ play et consultez toutes vos données sur le sommeil quand vous le souhaitez. Nitelog fait appel à la puce du Z1™ Auto avec fonction Bluetooth intégrée pour synchroniser vos données sans fil. L'installation et l'utilisation sont très simples. Nitelog permet également le partage par e-mail pour l'envoi de vos données à votre médecin.

Available on the iPhone
App Store

ANDROID APP ON
Google play

Bluetooth™

Z1™ auto

PPC de voyage ultra-compacte.



Z1™ auto

Partez à l'aventure sur batterie

Que le CPAP Z1 à pression fixe ou le Z1 Auto à ajustement automatique vous corresponde le mieux, vous pouvez emporter votre PPC où que vous souhaitiez aller.

L'option PowerShell® comprend une batterie à durée de vie prolongée pour fournir une nuit complète d'alimentation sur batterie par charge. Idéal pour le camping ou les lieux où l'électricité n'est pas facilement accessible.

Parcourez le monde

Les deux dispositifs Z1 sont conformes aux normes de la FAA pour une utilisation en vol. Ils sont équipés d'un mode ajustement de tension automatique qui vous permet de les brancher dans les prises du monde entier sans adaptateur.

