

"Solutions Respiratoires Innovantes" "Innovative Respiratory Solutions"

Lorsque vous avez besoin de prendre une décision rapidement, vous n'avez pas le temps de remettre en question l'exactitude de votre oxymètre de pouls. Vous pouvez vous fier à l'oxymètre de pouls Onyx[®] Vantage. La technologie PureSAT® capture rapidement et précisément les mesures de SpO2 et de fréquence cardiaque. Sur les patients où une faible perfusion est un défi, Onyx® est le seul modèle d'oxymètre de pouls dont la précision et les performances sont étayées par des études cliniques. La

précision est importante, et Onyx® Vantage fournit des

données précises pour la prise de décision judicieuse.

Onyx®Vantage

Onyx®, une référence



Onyx® Vantage est destiné aux professionnels de la santé. D'un point de vue cliniques, il est facile à lire dans tous les angles et toutes les conditions d'éclairage, de jour et de nuit grâce aux LED lumineuses. Un indicateur à trois couleurs; vert, jaune ou rouge facilite l'évaluation rapide de la qualité du pouls du patient. La technologie PureSAT® utilisant un filtrage impulsion par impulsion permet l'utilisation d'Onyx® Vantage sur le plus grand nombre de patients même dans des conditions difficiles (perfusion faible, pigmentation de la peau foncée, ...) en conservant la fiabilité et la précision de la mesure. Onyx® Vantage est un oxymètre est utilisable de la pédiatrie à l'adulte, il s'adapte automatiquement à chaque patient et peut être utilisé au pouce, au doigt, à l'orteil. Onyx® Vantage est résistant et robuste pour être utilisé dans les situations les plus exigeantes, il dépasse les tests de pénétration d'eau IP32. Dès la mise en place et le retrait du doigt, Onyx® Vantage s'active et se désactive automatiquement. Pas de bouton Marche / Arrêt. Deux piles AAA permettent de réaliser jusqu'à 6 000 contrôles ou 36 heures d'enregistrement continu avant d'être remplacées.



Spécifications techniques

Dimensions L x I x H (mm) 56 x 33 x 33 Poids (gr) 63 gr (piles incluses)

Garantie 4 ans

Alimentation électrique 2 piles alcalines AAA

+ de 6000 mesures ponctuelles ou 36 heures en Autonomie

jusqu'à 12192 mètres Fonctionnement en altitude Pression hyperbarique jusqu'à 4 atmosphères

Conditions de fonctionnement

Température d'utilisation -5°C à 40°C

Humidité 10 à 90 % (sans condensation)

Conditions de stockage

Température de stockage -40°C à 70°C

Humidité 10 à 95 % (sans condensation)

Plage de mesure

Saturation 0 à 100%

Pouls 18 à 321 bpm

Tolérance

Saturation et perfusion basse ± 2 digits de 70 à 100% Pouls et perfusion basse ± 3 digits de 20 à 250 bpm

Affichage

Saturation 3 chiffres Pouls 3 chiffres Indication Niveau Piles bas

Arrêt Automatique - Pas de bouton M/A

0123 Marquage CE

Livré avec 2 piles alcalines AAA

> Dragonne Mode d'emploi

Désignation Référence Oxymètre de doigt Onyx® Vantage 9590

