

L'appareil Vivo 55 est un ventilateur de pointe pour soins surveillance permettent d'avoir une vision plus claire de la à domicile qui assure le traitement sûr et confortable des patients de plus de 10 kg. L'appareil Vivo 55 peut être assistance vitale ou pas, grâce à un ensemble complet de connecté aux solutions Cloud Breas. modes, circuits et accessoires. Les capacités étendues de

qualité de la ventilation. Le Vivo 55 est un excellent choix de ventilation mécanique, au domicile, à l'hôpital ou dans utilisé par une grande variété de patients, nécessitant une les établissements de soins de longue durée. Il peut être



PERFORMANCE

- Sensibilité du déclenchement et administration du volume extrêmement sensible
- Ensemble complet de modes, y compris la ventilation par embout buccal et la VACI (ventilation assistée contrôlée intermittente)
- Vaste gamme de réglages et d'alarmes pour s'adapter aux besoins de chaque patient
- Ventilation invasive et non invasive ; circuits avec valve expiratoire et fuite intentionnelle calibrée
- Interface utilisateur intuitive avec touches d'accès direct
- Niveau de bruit faible



SURVEILLANCE ÉTENDUE

- Surveillance intégrée SpO₂, CO₂ et FiO₂
- Données numériques, courbes et tendances affichées
- Logiciel PC permettant la surveillance en temps réel, l'affichage des courbes et boucles, 365 jours de stockage de données et rapports détaillés
- Logiciel PC pour données en temps réel, courbes et rapports détaillés à analyser
- Peut être connecté aux solutions Cloud Breas



FLEXIBILITÉ

- Conception scandinave robuste pour l'hôpital, le domicile et l'usage mobile
- Vaste gamme d'accessoires pour le domicile et l'hôpital
- Douze heures d'autonomie lorsque la batterie interne de 4 h et la batterie click-on de
- Capot protecteur pour un usage sans risques en extérieur
- Trois profils pour personnaliser le traitement selon les besoins du patient











La conception de l'appareil Vivo 55 permet de satisfaire les besoins du personnel médical ainsi que ceux de nombreux patients. Il associe une ventilation confortable et contrôlable à d'excellentes capacités de surveillance pour potentiellement réduire les réadmissions dans les unités de soins intensifs.

EN BREF:

Volume

Fréquence respiratoire 40 cpm (contrôlée).

Volume minimal 100 ml.

Circuits

Circuits simples avec fuite calibrée ou valve expiratoire.
Circuits MPV dédiés

Trigger

Déclenchement rapide qui s'adapte aux besoins des patients les plus sensibles.

Ventilateur

Conception innovante avec technologie de pointe de conservation de l'énergie.

Modes

Modes volumétrique et barométrique avec volume cible, ventilation par embout buccal et VACI

Grâce à des fonctions telles que la synchronisation précise, l'administration minutieuse des volumes, la compensation des fuites et des modalités de surveillance souples, le Vivo 55 s'adapte à une grande diversité de patients et potentiellement réduit le nombre de réadmissions. Vivo 55 est facile à comprendre et à utiliser, offrant ainsi un gain de temps au personnel soignant et aux prestataires de soins à domicile. De plus, il est robuste et facile d'entretien, rendant son coût de propriété attractif.

Filtre d'accès facile

Affichage — moderne avec écran large et interface couleurs conviviale

Interface
utilisateur intuitive
avec touches
d'accès direct



Circuits multiples:
Circuit simple avec valve
expiratoire ou fuite

Capacités de surveillance intégrées pour CO₂, SpO₂ et FiO₂

Longévité de la batterie : 12 h (avec batterie cliquable)



Séquence démarrer/arrêter pratique avec boutons sur le capot avant