

"Solutions Respiratoires Innovantes" "Innovative Respiratory Solutions"



JXB-178

Thermomètre sans contact

Le thermomètre sans contact JXB-178 est un dispositif médical important et courant pour vérifier la température corporelle du patient. En tant que dispositif de surveillance physiologique pratique, compact, simple, fiable et durable, le thermomètre sans contact améliore considérablement les soins aux patients. Il est largement appliqué dans les cliniques, les hôpitaux, les organisations médicales sociales, les premiers secours, etc.

Caractéristiques

Petit, design pratique et facile à utiliser Écran numérique LCD rétro-éclairé Données affichées en Celsius ou Fahrenheit Des résultats rapides et fiables Alarme sonore si la température est dépassée Fonction d'enregistrement de données (32 enregistrements)

Faible consommation d'énergie, s'éteint automatiquement



Spécifications techniques

Condition d'utilisation normale

Température ambiante: 10°C à 40°C

Humidité relative: <85%

Plage de mesure de la température

Mode corps 32,0° à 43,0°C

Mode surface 0 ° à 60°C

Mode surface 0° à 40°C

Résolution 0,1° C

Précision de mesure 35,0° à 42,0°C

Affichage

Type d'affichage LCD

Paramètres Température corporelle

Modes d'affichage Celsius ou Fahrenheit

Mesurer la distance

Distance 3 cm-5 cm

Mémoire

Enregistrement de mémoire 32 mesures Mise hors tension automatique <30 secondes Mécanique

Dimension 155 x 100 x 40 mm (L xlx H)

Poids 105 g (piles incluses)

Batterie

Deux piles alcalines AA 1,5 V, 800 mAh

Environnement

Température de fonctionnement 10°C à 40°C

Température de stockage -20°C à 55°C

Humidité de fonctionnement <85%, sans condensation

Humidité de stockage <93%, sans condensation

Consommation ≤300 mW

Compatibilité électromagnétique Ce produit est conforme à IEC6-0601-1-2 pour la compatibilité électromagnétique Classe B









