

FICHE PRODUIT - DONNÉES TECHNIQUES

- "Solutions Respiratoires Innovantes" "Innovative Respiratory Solutions"

Fournisseur Référence



AG63587



Description	Lingettes désinfectantes Citrus II
Composition / ingrédients	
Produit	Eau, Décyl Glucoside, Glycérine, Citrate de Sodium, Huile de Pelure Citrus Limon (Citron), Méthyl Chloroisothiazolinone, Méthylisothiazolinone, Chlorure d Magnésium, Nitrate de Magnésium, Hydroxytoluène butylé. (Sans alcool et sans solvant) Matériau de la lingette: Polyester et pâte de bois
Matériaux de la lingette	Polyester et pâte de bois
Ne	contient pas d'alcool et pas de solvant
Informations complémentaires	
Contenance du flacon	62 lingettes
Couleur de la lingette	Blanche
Environnement	Sans danger
Toxicité	Non toxique
Usage prévu	Lingettes nettoyantes et désinfectantes conçues pour nettoyer et désodoriser les dispositifs médicaux sans causer de détériorations ou corrosions des constituant du dispositif. Parfaitement sûre pour les pièces en plastique, caoutchouc, silicone.
Précautions d'emploi Mise garde	Tenir hors de portée des enfants Ne pas avaler Évitez le contact avec les yeux Évitez un contact prolongé sur la peau