



Clinically  
Validated

# Tensiomètres A&D

La gamme de tensiomètres A&D propose un design épuré, agréable, robuste et fiable. Tous les tensiomètres bénéficient d'une garantie de cinq ans. L'alimentation électrique est, selon les modèles, sur piles et avec prise adaptateur secteur en option. Tous les modèles sont validés cliniquement ESH (Société Européenne d'Hypertension)



Tensiomètre au poignet  
Référence : UB-543



Tensiomètre au bras  
Référence : UA-611



Tensiomètre au bras  
Référence : UA-651BLE







Tensiomètre au bras  
Référence : UA-767F



CLINICALLY  
VALIDATED



				
<b>Modèle</b>	<b>UA-611</b>	<b>UA-767F</b>	<b>UA-651BLE</b>	<b>UB-543</b>
<b>Type</b>	<b>Bras</b>	<b>Bras</b>	<b>Bras</b>	<b>Poignet</b>
Caractéristiques principales	Précision & vitesse	Multi-utilisateurs	Moniteur connecté	Guide de position correct
Dimensions (mm)	96 x 69 x 130	140 x 60 x 105	96 x 69 x 130	56 x 18 x 89
Test clinique	ANSI / AAMI SP-10 1992	ANSI / AAMI SP-10 1992	ANSI / AAMI SP-10 1992	ANSI / AAMI SP-10 1992
Inflation automatique	•	•	•	•
Indicateur de pression nominale™	•	•	Sur l'application	•
Précision des mesures Pression Pouls	$\pm 3$ mmHg $\pm 5$ %	$\pm 3$ mmHg $\pm 5$ %	$\pm 3$ mmHg $\pm 5$ %	$\pm 3$ mmHg $\pm 5$ %
Pression	0 - 299 mmHg	0 - 299 mmHg	0 - 299 mmHg	0 - 299 mmHg
Pression systolique	60 - 279 mmHg	60 - 279 mmHg	60 - 279 mmHg	60 - 279 mmHg
Pression diastolique	40 - 200 mmHg	40 - 200 mmHg	40 - 200 mmHg	40 - 200 mmHg
Pouls	40 - 180 bpm	40 - 180 bpm	40 - 180 bpm	40 - 180 bpm
Détection de rythme cardiaque irrégulier	•	•	Sur l'application	•
Mémoire (nombre de mesures)	30	60 par utilisateur	Illimité sur l'application	60 par utilisateur
Multi-utilisateurs		4	Sur l'application	2
Taille du brassard	22 - 32cm	22 - 32cm	22 - 32cm	13.5 - 21.5cm
Garantie moniteur Brassard	5 ans 2 ans	5 ans 2 ans	5 ans 2 ans	5 ans
Horloge, horodatage, date		•	Sur l'application	•
Lecture moyennes	•	•	Sur l'application	•
Bluetooth sans fil			•	
Adaptateur secteur inclus		en option		•
Housse de transport		•	•	Boîtier rigide
Alimentation	4 piles AA (fournies)	4 piles AA (fournies)	4 piles AA (fournies)	2 piles AAA (fournies)
Nombre de mesure / Pile alcaline	Env. 700	Env. 700	Env. 700	Env. 180