

WiZARD 320

Dormir la bouche ouverte sans être dérangé.

L'apnée du sommeil touche plus de 1,3 milliard de personnes dans le monde. Le fait de ne pas dormir suffisamment au fil du temps augmente considérablement le risque de développer ou d'aggraver des maladies chroniques, notamment l'obésité, les douleurs corporelles, la dépression, les maladies cardiaques (qui entraînent une mort précoce), l'arthrite, le diabète, les accidents vasculaires cérébraux, les maladies pulmonaires, l'ostéoporose et les problèmes de mémoire. Le masque Bucco-Nasal WiZARD 320 fournit une pression d'air stable et un climat humide pour le nez, la bouche et les voies respiratoires, améliorant ainsi le confort pour aider les individus à obtenir les 7 heures de sommeil recommandées.

Le coussin adaptable au visage du masque Bucco-Nasal WiZARD 320, le système de ventilation sans perturbation, le support frontal indolore, les pièces détachables et la valve de sécurité du tube améliorent la facilité d'utilisation et le confort, permettant aux utilisateurs d'intégrer rapidement et en toute confiance la CPAP dans leur routine quotidienne.



Type Masque	Bucco-Nasal
Plage de pression	4 à 40 cmH2O
Tailles disponibles	S, M, L

- L'ajustement des contours offre une meilleure redistribution de la pression faciale
- La monture flexible sans coussinet frontal offre un confort supplémentaire
- La bulle à encliqueter permet un assemblage instantané du masque et un nettoyage facilité
- Des événements spéciaux de guidage d'air créent un environnement de sommeil silencieux en réduisant le niveau sonore du flux d'air expiré.



Un confort maximal pour un sommeil ininterrompu.



- o Le coussin abrite la bouche et le nez avec une pression uniformément répartie contre la zone, favorisant le confort pour tous les types d'utilisateurs.
- o Le système de ventilation exclusif dirige le flux d'air expiré loin du visage du partenaire et élimine la pollution sonore.
- o Le cadre en tissu souple, respirant et doux réduit au minimum le cisaillement contre le front pour une expérience sans douleur.
- o Chaque pièce s'assemble facilement grâce à des joints à enclenchement et déclenchement, ce qui permet un nettoyage, un remplacement, un stockage et un transport sans problème.
- o La valve de sécurité du tube permet aux utilisateurs de maintenir un débit d'air adéquat et d'éviter l'étouffement lorsque l'appareil CPAP s'éteint soudainement.



Des pièces faciles à assembler, à ranger et à nettoyer motivent les utilisateurs à rester cohérents dans leur thérapie lors de leurs déplacements.

