

WiZARD 310

Flexibilité et confort pour mieux dormir chaque nuit.

Les personnes souffrant de troubles respiratoires du sommeil peuvent constater des améliorations de la qualité de leur sommeil dès deux semaines de thérapie positive des voies respiratoires et réduire considérablement la somnolence diurne et son impact sur la qualité de vie. Des facteurs tels que la réduction des incidents liés à l'obstruction respiratoire, l'amélioration du confort du masque et la réduction du risque d'escarres, de fuites d'air autour du coussin, de claustrophobie, de congestion nasale et de complications supplémentaires dues à la fréquence des séances de traitement ont un impact considérable sur l'observance du traitement.

Le masque nasal WiZARD 310 se pose confortablement sur le visage et autour de la tête, répartit la pression de manière égale sur la peau, guide et minimise le bruit de l'air expiré, et s'assemble avec des pièces faciles à monter et à démonter. Il simplifie les routines de thérapie et améliore l'expérience de l'utilisateur et la qualité du sommeil.



Type Masque	Nasal
Plage de pression	4 à 30 cmH2O
Tailles disponibles	S, M, L

- L'ajustement des contours offre une meilleure redistribution de la pression faciale
- La monture flexible sans coussinet frontal offre un confort supplémentaire
- La bulle à encliqueter permet un assemblage instantané du masque et un nettoyage facilité
- Des événements spéciaux de guidage d'air créent un environnement de sommeil silencieux en réduisant le niveau sonore du flux d'air expiré.



Un confort maximal pour un sommeil ininterrompu.



- o Le coussin ergonomique s'adapte confortablement au nez et répartit uniformément la pression, offrant un soutien facial fiable à tous les types d'utilisateurs.
- o La conception de la ventilation exclusive guide le flux d'air expiré loin du visage du partenaire et minimise les perturbations sonores.
- o Les pièces se montent et se démontent rapidement et facilement, ce qui facilite le nettoyage, l'assemblage et le rangement à la maison et en déplacement.
- o Le circuit à fixation rapide permet aux utilisateurs de retirer le circuit pour le nettoyer sans avoir à retirer le masque et l'entourage.
- o Le circuit flexible assure la stabilité des mouvements pendant le sommeil.



Des pièces faciles à assembler, à ranger et à nettoyer motivent les utilisateurs à rester cohérents dans leur thérapie lors de leurs déplacements.

