







Aspirateur de haute qualité et performant, idéal grâce à sa polyvalence, il peut être utilisé dans divers champs d'activités tels que ; hôpitaux, cliniques, soins à domicile, urgences.

Deux modèles sont disponibles ; VacUp pro et VacUp Elite, la différence de ces deux modèles réside sur le procédé de stérilisation possible.

Les aspirateurs de la gamme VacUp peuvent être équipés de bocaux réutilisable ou à poche usage unique.

Puissant

- Bocal réutilisable facile à nettoyer
- Indicateur de vide

Avantages ...

- Simple d'utilisation
- Accrochage universel pour différents types de bocaux réutilisable ou Usage Unique
- Large ouverture du bocal réutilisable pour faciliter le nettoyage.
- Robuste
- Démontage et remontage facile

Spécifications techniques

Dimensions: 180x130x110mm (lxLxh)

Poids: 850g

Vide maximum : -82Kpa, -615mmHg, -0,82bar Débit d'air pour 2 pressions de la pédale par seconde : 28 L/min Débit d'air pour la fréquence maximum de pression : 72 L/min

Contenance du réservoir: 650 ml Diamètre intérieur du tube: 8mm

Température d'utilisation : de -20°C à 50°C Température de stockage: de -40°C à 70°C

Marquage CE Garantie 2 ans Livré en option avec sac de transport et bocal réutilisable Livré avec accessoires nécessaires à l'utilisation







Désignation	Référence	Conditionnement (Cdt)
VacUp Pro – polycarbonate stérilisable à 121℃ 40 fois et tuyau aspiration 1.5 mètre en PVC	5300200	1
VacUp Elite – polysulfone stérilisable à 135℃ 100 fois et tuyau aspiration 1.5 mètre en silicone	5300201	1